



Thomas Biskupski, Gerente

Apreciado cliente,

nunca había sido tan importante adaptarse a las nuevas condiciones del mercado como en la actualidad. Nuestros objetivos declarados son el servicio, la competitividad profesional, especializada en el sector dental, así como el desarollo de procesos simples en los mercados nacional e internacional.

Al mismo tiempo, apostamos por productos nuevos de alta calidad, los cuales se muestran en este catálogo. Con los dientes de acrílico Tribos 501 (NAT/NFR/NFP) sentamos nuevos parámetros en el área de la prótesis completa y removible. Estos dientes representan una imitación lograda, en su forma y función, del modelo natural. Conociendo las relaciones entre la función de los dientes y la salud es más rentable que nunca invertir tiempo y dinero en prótesis dentales.

El bienestar de los pacientes se sitúa en el centro de nuestras preocupaciones. Los sistemas que hemos desarollado son de gran ayuda a la hora de optimizar los procesos de trabajo y ofrecer una buena relación precio/rendimiento. A través de nuestro portal en Internet, www.gebdi-dental.com, se pueden combinar rápido y fácilmente los juegos de dientes que se necesitan.

Como empresa activa en el mercado internacional acogemos anualmente en nuestras instalaciones a más de cien profesionales de todo el mundo. La empresa Gebdi Dental está conectada con el centro de formación dental (DBC), donde se pueden comprobar nuestros productos y sistemas, pensando en el futuro.

Como fabricante con un elevado estándar de calidad "Made in Germany" y con nuestros productos medicos certificados, podemos mirar hacia delante con el objetivo de ofrecer una colaboración satisfactoria.

Como departamento de atención al cliente respondemos con gusto a sus preguntas sobre prótesis parcial y total.



Empresa administrada según la norma EN ISO 13485:2016, de esta manera os garantizamos: una calidad constante, la fiabilidad y la seguridad de sus productos.

Los productos son fabricados de acuerdo a normas y reglamentos CE De esta manera todos los productos tienen la marca CE según directivas europeas válidas 93/42 / CEE, lo que significa mucha más seguridad para usted.



Una fácil identificación de nuestros productos gracias al código Datamatrix HIBC Asistido por ordenador seguimiento de la altura de nuestras materias primas utilizadas.

Materias primas sobre base EDV









Cómo contactarnos:

gebdi Dental-Products GmbH · Industriestraße 3a · D-78234 Engen · Germany

Central <u>info@gebdi-dental.com</u>

Ventas Alemania <u>deutschland@gebdi-dental.com</u> Tel.: +49 7733 9410-16

Ventas Export <u>export@gebdi-dental.com</u> Tel.: +49 7733 9410-69

Internet <u>www.gebdi-dental.com</u>





Tribos 501

"La complejidad del relieve de nuestros dientes se revierte en la muela tribosférica. Es el resultado de evolución durante millones de años.

El Tribos 501 representa la imagen de la forma creada por la naturaleza en su funcionalidad y estética considerando todos los elementos fundamentales del diente.

Esta es la condición indispensable para una oclusión natural y una buena función del órgano de masticación."

Ottmar Kullmer, Instituto de investigación Senkenberg Frankfurt

El Tribos 501, cuya morfología se basa en la experiencia y competencia profesional de Dieter Schulz "prótesis natural y funcional" NFP, consiste en 3 estudios de morfología.


Morfología primaria Morfología secundaria Morfología secundaria abrasiva

Tribos 501 son dientes de calidad desarollados con estructura PMMA, fabricados por un nuevo sistema de compresión "Mega-Press-Inject" para optimizar la densidad y dureza de la superficie.

El diente fabricado en un procedimiento de 3 capas obtiene así casi los mismos valores de calidad a cada punto del diente.

Esto repercute en la duración de la prótesis y en su susceptibilidad a la placa dental.

La precisión de la tecnología de fabricación CAD/CAM es sensible para el usuario desde el primer contacto con el Tribos 501.



Instrucción de montaje TRIBOS

Tribos 501

natural - estético - funcional



trabajo de Jan Schünemann

Disponible en los colores A1 a D4 – colores VITA clásico, así como en BL3 = Bleach (Incisivos, Posteriores en Morfología secundaria).

En las calidades PMMA o composite (en Morfología secundaria abrasiva).



7-1505 50/ - los incisivos -

Los " triangulos interdentales negros " finalmente forman parte del pasado.





¡ Las nuevas formas V und LV permiten una cobertura del casi 100%!



los incisivos V & LV

estratificación natural brillante

borde incisal discreto


estructura superficial adecuada a la edad del paciente

ligero efecto opalino



Tribas 50/ - los posteriores -

morfología primaria el diente casi virginal sin función




morfología secundaria el diente con primeros contactos y facetas de abrasión



morfología secundaria abrasiva el diente con contactos y facetas de abrasión multiples

NFP prótesis natural y funcional NFP de Dieter Schulz

¡ Representa la imagen de la forma creada por la naturaleza en su funcionalidad y estética !
¡ Montaje rápido y fácil !



Carta de forma TRIBOS

- Código de producto fácil a escanear.
- Descargas en www.gebdi-dental.com.
- También nos pueden contactar directamente.





Descargar la carta de formas








Formulario de pedido en línea



















Cera en planchas para modelar

Nuestras ceras en planchas Gebdi son fabricadas con la mejor materia prima y garantizan así una calidad constante y excelente.

Le ofrecemos seis tipos diferentes, distinguimos entre calidad de verano (dura) y calidad de invierno (más blanda).





Cera en planchas para modelar





Spezial

- calidad semidura
- la cera más vendida
- punto de solidificación: medium 55°C, verano 56°C, invierno 54°C

70800 70801 70802 70810 70811 70812	Spezial medium Spezial verano Spezial invierno Spezial medium Spezial verano Spezial invierno	500g 500g 500g 500g 500g 500g	1,25mm 1,25mm 1,25mm	1,5mm 1,5mm 1,5mm
70900 70901 70902 70910 70911 70912	Spezial medium Spezial verano Spezial invierno Spezial medium Spezial verano Spezial invierno	2500g 2500g 2500g 2500g 2500g 2500g	1,25mm 1,25mm 1,25mm	1,5mm 1,5mm 1,5mm

Standard

- calidad semidura y muy flexible
- alto porcentaje de cera de abeja
- punto de solidificación: medium 55°C, verano 56°C, invierno 54°C

70400 70401 70402 70410 70411 70412	Standard medium Standard verano Standard invierno Standard medium Standard verano Standard invierno	500g 500g 500g 500g 500g 500g	1,25mm 1,25mm 1,25mm	1,5mm 1,5mm 1,5mm
70500 70501 70502 70510 70511 70512	Standard medium Standard verano Standard invierno Standard medium Standard verano Standard invierno	2500g 2500g 2500g 2500g 2500g 2500g	1,25mm 1,25mm 1,25mm	1,5mm 1,5mm 1,5mm





Super Pink

- reproducciones muy precisas
- calidad ligeramente elástica
- estable en forma
- punto de solidificación: 57°C

70211	Super Pink	1,5mm	500g	
70311	Super Pink	1,5mm	2500g	

Hardy

- resistente y estable en la boca
- un punto de solidificación alto de 80°C
- propiedades excelentes para la modelación
- pigmentación de color natural
- para uso profesional

71000 Hardy	1,5mm	500g
71002 Hardy	2,0mm	500g
	_,	3



Tribos M cera en planchas gingiva para modelar

Cera en planchas para prótesis completa

- aspecto natural por pigmentación opaca de encía
- calidad ligeramente elástica sin peligro de rotura en partes inferiores de la protuberancia
- ajuste preciso
- buena estabilidad en la prueba
- punto de solidificación: 56°C

Contenido: 1000g



Tribos H cera en planchas gingiva para modelar

Cera en planchas extradura para prótesis completa

- pigmentación opaca
- aspecto natural
- no obstante de su alta dureza, la calidad permanece tenaz y elástica
- estabilidad extrema en la prueba y durante el montaje
- punto de solidificación: 68°C

Contenido: 1000g

78100 Tribos M cera en planchas 1,5mm 1000g

78110 Tribos H cera en planchas

1,5mm

1000g



Optima

- alto elástico y estable a temperatura ambiente altamente elástico y dimensionalmente estable
- alta resistencia a la rotura del rendimiento de doblado las mejores propiedades de modelado
- idealmente como cera de verano debido al mayor grado de dureza
- punto de solidificación 55 ° C

74000	Cera de la placa base Optima	1,5mm	500g
74100	Cera de la placa base Optima	1,5mm	2500g

Ceras especiales



Cera muy blanda y elástica para posicionar los dientes Tribos 501

- ahorra tiempo de montaje
- poner sobre la cresta, posicionar los dientes y fijar con cera para modelar en bloque

Contenido: 100g

78200 Tribos cera en túnel, natural









Cera de montaje negra

- óptima adherencia para dientes de acrílico y de porcelana
- resistente a la torsión y estable en la forma
- muy flexible
- moldeable plasticamente

85200 Cera de montaje negra

3,0mm 4 pl

4 planchas



Tribos Block cera de modelación gingiva opaca

Cera de modelación dura en forma de bloque para la prótesis completa

- para la fijación de dientes
- para la figuración anatómica de la encía
- modelación detallada de estructuras anatómicas, por alta dureza
- color opaco para una apariencia más natural

78300 Tribos Block, cera de modelación

- ahorra tiempo de montaje - reduce los retoques

Punto de solidificación alto: 80°C

Contenido: 100g













cherry ruby

Tribos Creativ Wax

La cera Creativ es necesaria para la caracterización natural de la porción gingival durante el montaje. Por lo tanto, el patrón gengival puede diseñarse para tipos de gengiva ligeramente más oscuros con rubí o para tipos de gengiva ligeros con desnudo individualmente y con la mayor naturalidad posible para la boca. La coloración natural de la instalación de cera hará que sea mucho más fácil para el paciente probarlo. Para el técnico, el uso de los diferentes colores de cera significa que no hay esfuerzo adicional ni costos adicionales, ya que las cualidades de la cera son idénticas y, por lo tanto, combinables. La creatividad del trabajo también refleja el interés y la alegría en el trabajo diario



78310	Tribos Creativ Wax	gingiva nude	100g
78320	Tribos Creativ Wax	gingiva ruby	100g
78330	Tribos Creativ Wax	gingiva cherry	100g

Técnica de duplicación, Ceras especiales







Mufla para colados con 2 tubos

Para finalizar la prótesis total con técnica de colado. Para duplicación en silicona o gelatina.

- también adecuada como mufla de duplicación
- para duplicación en silicona o gelatina
- uso rápido y fácil, por cierre de tensión
- posicionable para enfriamiento controlado

Contenido:

10005 Mufla para colados con 2 tubos 10004 Tubo cortador, 2 piezas







Gelatina de duplicación, verde

Para yeso dental, revestimiento a base de yeso y fosfato como también para prótesis (resinas autopolimerizables).

- ecológica alta calidad a base de algas naturales
- económica / reutilizable recalentar de nuevo las masas de gelatina limpias y procesar

Uso:

- calentar la gelatina a 93,5°C
- temperatura de elaboración: 49°C
- después del polimerizado completo, sacar el modelo

Contenido: 6 kg

10006 Gelatina de duplicación, verde



Kobi- Cera en barras



- para la construcción de mordidas en la ortodoncia
- adecuado para todo aparato bimaxilar
- temperatura de elaboración 37°C
- desarollado y probado en clínicas de ortodoncia

Contenido: 35 piezas

100mm x 8mm Ø

83000 Kobi- Cera en barras



Cera Boxing, roja

Para la realización de modelos individuales sin molde de base.

- sin tiempo de espera colado directo con yeso mezclado
- realización de dentaduras superiores e inferiores
- realización individual de moldes base Split-Cast

Contenido: 400g Medidas: 300 x 40 x 1,5mm

79400 Cera Boxing, roja







Cera de perifería roja

- para la limitación del borde funcional en la realización de modelos con cucharas individuales
- para la limitación del yeso para cucharas confeccionadas, con eso desmoldeo más fácil y menos tensión en los otros dientes

Contenido: 360g Medidas: Longitud: 300mm, Ø 5,00mm

79360 Cera de perifería, roja



Cera adherente

- alta adhesividad
- eliminar remanentes partiendolos o con agua hirviente

amarilla = para metal rosa = para resina





Cera universal y para fresar

- se deja fácilmente raspar
- no pringa
- deja la superficie lisa y limpia
- también utilizable como cera de modelado para puentes y coronas

Contenido: 10 x 53g,

bloques de 55 x 55 x 18mm

74800	Cera universal y para fresar azul
74801	Cera universal y para fresar verde
74802	Cera universal y para fresar blanca
74803	Cera universal y para fresar roja

Cera de mordida

Cera de mordida: toma de mordida en oclusión

Nuestras ceras de mordida con calentamiento muy espeso mantienen la forma una vez enfriadas.

Un preciso registro oclusal es garantizado.

Disponibles en 5 durezas diferentes.

Cera para el registro de mordidas aromatizada

Con nuestra línea de ceras aromatizadas para el registro respondemos a los resultados científicos según los cuales las ceras aromatizadas son mejor aceptadas por el paciente. El paciente queda relajado y muerde con más seguridad. Los sabores son agradables, frescos y afrutados :

Limón, naranja, manzana, fresa y vainilla.

Cera para el registro de mordidas

- medida de barra 108 x 10 x 10 mm
- medida de plancha 175 x 80 x 4 mm
- 3 durezas diferentes clasificadas en los colores

amarillo = blanda (limón) verde = media (manzana) rojo = dura (fresa)

- se suministran con y sin aroma

Cera para el registro de mordidas con aroma							
63100 63200 63400 63500 63700 63800	amarilla amarilla verde verde roja roja	blanda blanda media media dura dura	límon límon manzana manzana fresa fresa	490g 1850g 490g 1850g 490g 1850g	barras barras barras barras barras		



Cera para el registro de mordidas sin aroma							
81900 a 82100 a 82200 a 82400 a 82500	amarilla amarilla amarilla amarilla verde verde roja	blanda blanda blanda blanda media media dura	450g 490g 490g 490g	2350g 1850g 1850g		planchas planchas	
82700	roja	dura		1850g	barras		



Cera de mordida preformada

! El tiempo es dinero ! La cera de mordida preformada con forma mandibular facilita su trabajo. Estas se suministran con y sin aroma, en 5 durezas y en 6 colores diferentes.

amarilla = blanda (límon)
verde = media (manzana)
naranja = media (naranja)
roja = dura (fresa)

fucsia = x dura

dentina = xx dura (vainilla)

Cera de	mordida	preformada	y aromatizada

96 piezas 62100 amarilla blanda límon 62200 verde media manzana 96 piezas 62300 naranja media naranja 96 piezas 96 piezas 62400 roja dura fresa 96 piezas 62500 dentina xx dura vainilla

Cera de mordida preformada sin aroma

82300 amarilla blanda 100 piezas 82850 verde media 100 piezas 82900 naranja media 100 piezas 82800 roja 100 piezas dura 100 piezas 82350 fucsia x dura

medida estándar XXL

Cera de mordida XXL preformada xx larga, xx dura

Un instrumento informativo el cual nó debe faltar en ningún laboratorio. Mientras más informaciones reciba el protésico dental para realizar una prótesis completa, más natural e individualizado será su realización final.

- color dentina ópticamente simpática para el paciente
- agradable aroma de vainilla relajante
- altura 19 mm
- determinar la línea de sonrisa o la línea mediana durante la toma de mordida
- es posible de individualizar bastamente la forma de los incisivos superiores
- así resulta más fácil elegir la forma de los dientes, el tamaño y las dimensiones para el montaje

Contenido: 50 piezas

62600 Cera de mordida XXL preformada



Cera para el registro oclusal con aroma de naranja

Cera para el registro oclusal con aroma de naranja. Gracias al agradable aroma añadido el paciente siente alivio en el trato con el cuerpo extraño en boca. El paciente queda relajado y se obtienen registros precisos.

Calidad: dura Espesor: 2,0mm

84300 Cera de registro oclusal, rosa 75 piezas



Cera de folio de metal, marrón

La cera de folio de metal no se deforma durante el registro de mordidas.

Por el folio de metal entre las dos planchas de cera el registro de mordidas permanece estable de forma. La cera no puede ser partida al morder.

Contenido: 60 piezas Espesor: 4,0mm

84200 Cera de folio de metal, marrón

Técnica de fotopolimerización





Lámpara UVA fotopolimerizadora II / VI

Fotopolimerizadora II = con 2 tubos fluorescentes Fotopolimerizadora IV = con 4 tubos fluorescentes

- lámpara UVA fotopolimerizadora para polimerizar cubetas o plásticos fotopolimerizables
- interior espacioso que permite introducir hasta 4 modelos
- gaveta con protección contra los rayos UV
- tiempo de polimerización programado
- señal óptica y acústica al finalizar la polimerización
- se suministra con 2 o 4 tubos fluorescentes recambiables con un espectro de luz de 350 nm
- cambiando las lámparas por otras con espectro UVA distinto, el aparato puede también ser usado para la mayor parte de composites y materiales fotopolimerizables para el bloqueado
- conectador ON/OFF
- ningún consumo de energía en modo stand-by
- tiempo de garantía : conforme a la ley

Tiempo de polimerización: aprox. 5 min

Potencia: aprox. 28 Watt

76622 Lámpara fotopolimerizadora II UVA 230 V 115 V

76624 Lámpara fotopolimerizadora IV UVA 230 V

76620 Tubo fluorescente 9W BL 350 76630 Tubo fluorescente 9W BL 450



Planchas base en resina fotopolimerizable

- adecuado para maxilar superior e inferior
- de adaptación fácil a todos los modelos, no se pega
- sin reacciones alérgicas (conocidas)
- grande resistencia de rotura por flexión (~150mpA)
- extremadamente largo y tiempos confortables para el tratamiento
- corto tiempo de polimerización (aprox. 3 min.)
- mínima contracción
- ahorra tiempo, pocos retoques
- espesor uniforme

Espesor: 2,2 mm

Contenido: 50 piezas en caja, protegidas de la lúz

Colores: rosa, azul, blanco

76100	Planchas fotopolimerizables, rosa	
76110	Planchas fotopolimerizables, azul	
76120	Planchas fotopolimerizables, blanco	

Artículo	Página
Cera adherente	15
Cera Boxing, roja	15
Cera de montaje	12
Cera de montaje negra	12
Cera de mordida	16
Cera de mordida, preformada	16 - 17
Cera de mordida XXL, preformada	17
Cera en planchas	09 - 11
Cera para el registro oclusal	16 - 17
Cera para modelar	09 - 13
Cera de perifería, roja	15
Cera universal y para fresar	15
Dientes de acrílico	04 - 07
Gelatina de duplicación, verde	14
Kobi- Cera en barras	14
Lámpara UVA fotopolimerizadora	18
Mufla para colados	14
Optima	11
Plantillas base de resina fotopolimerizable	18
Tribos, ceras para modelar	13
Tribos, ceras en planchas para modelar	11
Tribos, ceras en túnel	12
Tribos Creativ Wax	13
Tribos 501, dientes de acrílico	04 - 07
Tubo cortador para la mufla	13



gebdi DENTAL-PRODUCTS

Como fabricante con un elevado estándar de calidad "Made in Germany" y con nuestros productos medicos certificados, podemos mirar hacia delante con el objetivo de ofrecer una colaboración satisfactoria.